

# 全便採取キット KIT-012

## 腸内細菌を嫌気環境でキープ FMT(糞便移植)、研究用途に

### ご注意

輸送については厚生労働省、WHOのガイドライン等を遵守するようお願いします。

### FMTや腸内細菌の研究用途に

- ・ 容器内の脱酸素化のため穴あけ済みの蓋つき容器
- ・ 支持部材は二分割の段ボール素材

### 調達、キittingの簡略化



#### キット内容:

- ・ 全便採取容器 (容量1L)
- ・ 便器への支持部材 (二分割、段ボール素材)
- ・ 脱酸素剤
- ・ 酸素不透過袋
- ・ 保冷材

1セットずつ発泡スチロール箱に入れて  
12セットを1梱包でお届けします。  
(最小販売単位: 12セット)

- ・ 注文時品名 : KIT-012 (1梱包12セット)  
KIT-012-1 (1梱包12セット、スチロール箱なし)

### 採用実績

- ・ 慶應義塾大学 医学部 微生物学・免疫学教室 本田研究室

お問合せは

●本文中の製品名などは、各販売元または開発メーカーの(登録)商標または製品です。  
●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なることがあります。  
また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。

KODEN  
INDUSTRY CO.,LTD.

高電工業株式会社

〒143-0015 東京都大田区大森西2-22-9  
TEL:03-3768-5211 FAX:03-3763-9321